

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Feinwaage, zweischalig, Typ 702, HL 200g</p> <p>Museum: Stadt- und Waagenmuseum Oschatz Frongasse 1 04758 Oschatz +49 (0) 3435 920285 museum@oschatz-erleben.de</p> <p>Inventory V/628/H number:</p> |
|--|---|

Description

Analysenwaage, zweischalig

Typenreihe 702

Verwendung: Labore

Höchstlast: 200 g

Kleinster ablesbarer Gewichtswert: 0,1 mg

Skalenwert: 0,2 mg

Baujahr: ca. 1955

Diese Feinwaage arbeitete freischwingend und reagierte daher sehr empfindlich auf äußere Einflüsse. Geringfügige Luftbewegung, Temperatur- und Luftfeuchteschwankung im Raum konnten das Messergebnis verfälschen.

Daher sollten Feinwaagen an einem Ort stehen, der weder übermäßiger Sonneneinstrahlung noch Zugluft ausgesetzt ist. Zur Vermeidung von Schwingungen muss die Waage auf einer stabilen Grundlage platziert sein.

Basic data

Material/Technique:

Holz, Metall

Measurements:

46 cm x 27,5 cm x 45,5 cm

Events

Created

When

1955

Who

VEB Oschatzer Waagenfabrik

Where

Oschatz

Keywords

- Analysewaage
- Feinwaage
- Laborwaage